
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	TRANSFÜZYON MERKEZİ NUMUNE KABUL-RET TALİMATI			
DOK.KODU:TH.TL.07	YAYIN TR:01.10.2016	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

1.AMAÇ:

Kan transfüzyon merkezine gelen test numunelerinin uygun olup olmadığını belirlemek

2.KAPSAM:

Yatan hastaya bakım yapan birimler, Acil servis, Ameliyathane

3.SORUMLULAR:

İlgili sağlık personeli, Kan Transfüzyon Merkezi çalışanları

4. UYGULAMA

4.1. Kabul Kriterleri

- ✓ Pıhtılı olmayan, barkotlu,hemolizsiz, uygun miktarda ve doğru tüpe alınmış kan numuneleri kabul edilir.
- ✓ Formlar eksiksiz doldurulmuş ise kabul edilir.
- ✓ Kızılay kan merkezinden gelen kan ürünleri uygun ortamda ve uygun koşullarda gelmiş ise kabul edilir.
- ✓ Gelen kan ürünlerinin üzerindeki etikette yapılmış tüm testlerin sonuçları, kan grubu ve örnek numarası kontrol edilir.
- ✓ Periferik ven den aç ya da tok alınan en az 2,5 ml tam kan hemogram tüpünekonur, 1 – 2 defa alt üst edilip gönderilir. Hastaya ait bilgiler istek formu eksiksiz yazılarak numuneyle laboratuvara gönderilir.

4.2. Ret Kriterleri

- ✓ Hemogram tüpüne alınan kan pıhtılı ise ret edilir.
- ✓ Kan miktarı az ise numune ret edilir.
- ✓ Hemolizli gelen kan numuneleri ret edilir.
- ✓ Yanlış tüpte gelen numune ret edilir.
- ✓ Üzerinde barkod bulunmayan numune ret edilir.
- ✓ Kızılay kan merkezinden ambalajı delik olan kan ve kan ürünleri ret edilir.
- ✓ Kızılay kan merkezinden gelen kan ve kan ürünlerinin mikrobiyoloji testleri çalışıldığını gösteren son kullanım tarihi gösteren barkot yoksa ret edilir.
- ✓ Pıhtılı olan eritrosit süspansiyon ret edilir.
- ✓ Soğuk zincire uygun taşınılmayan, saklanmayan kan ve kan ürünleri ret edilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Başhemşire	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim