
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	STERİL MALZEME SAKLAMA VE DAĞITIM TALİMATI			
DOK.KODU:MC.TL.06	YAYIN TR: 05.01.2021	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

1. AMAÇ

Sterilizasyonu yapılmış tüm malzemelerin depolanması konusunda bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Steril edilmiş malzeme ve cerrahi el aletlerinin sterilizasyon ve son kullanma tarihlerinin kontrolünü, ameliyathane, acil servis, cerrahi servisler, yoğun bakım ve poliklinik çalışanlarını kapsar.

3. TANIMLAR / KISALTMALAR:

ETO: Ethilen Oksid Sterilizatörü

4. UYGULAMA:

- 4.1. Steril depo alanı trafikten uzak olmalıdır.
- 4.2. Depoya ilk giren malzeme önce kullanılır, malzemelerde ilk giren ilk kullanılır ilkesine uygun olarak yerleştirilir.
- 4.3. Malzemenin üzerine cinsi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi bulunur.
- 4.4. Kirli malzemeler steril malzemelerle birlikte bulunmaz.
- 4.5. Kullanım sırasında sterilizasyon tarihi mutlaka kontrol edilir, herhangi bir şüphe durumunda kesinlikle kullanılmaz.
- 4.6. Steril malzemeler bölümlere göre depolanır.
- 4.7. Steril kağıt paket üzerine kalemle tarih yazılmaz.
- 4.8. Depolama alanı nemden uzak olmalı ve doğrudan güneş almamalıdır.
- 4.9. Steril paketler, çekmece, raf ve dolaplarda sıkıştırılmamalıdır.
- 4.10. Depolama alanının yer, duvar, raf ve çekmeceleri kolay temizlenebilir malzemeden olmalıdır.
- 4.11. Steril malzeme rafları; yerden 20- 30 cm yukarda, 15 cm aşağıda olmalıdır.
- 4.12 Sterilizasyona malzeme teslimi ve sterilizasyondan malzeme teslimi "Sterilizasyon Malzeme Teslim Formu" ile sterilizasyon görevlisi ve ameliyathane personeli tarafından imza karşılığı gerçekleştirilir.
- 4.13. Steril Malzemenin Raf Ömrü:
 - Buhar otoklavından çıkan kumaş paketler kapalı dolaplarda 2 hafta, açık dolaplarda 1 hafta saklanmalı.
 - Çift kat kumaş wrap kağıtla yapılan paketler 1 ay,
 - Çift katlı şeffaf kağıt poşetler 6 ay,
 - Tek kat şeffaf kağıt poşetler 3 ay,
 - Filtreli konteynerler 4 hafta (1 ay)
 - ETO ile steril edilen malzeme tek kat şeffaf poşetlerde 3 ay,
 - ETO ile steril edilen malzeme çift kat şeffaf poşetlerde 6 ay saklanmalıdır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

STE.FR.01 Sterilizasyon Malzeme Teslim Formu