



| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|--|
|  | ÖZEL VERSA HASTANESİ | | |  |
| | AMBULANS TEMİZLİK TALİMATI | | | |
| DOK.KODU:OH.TL.08 | YAYIN TR:01.10.2011 | REVİZYON NO:00 | REVİZYON TARİHİ:00 | SAYFA NO:1 |

1. AMAÇ

Hasta Nakil Ambulansının iç yüzey ve tıbbi malzemelerin günlük temizliğini, dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu sağlamaktır.

2. KAPSAM

Hasta nakil ambulansını kapsar.

3. SORUMLULAR

- Acil servis sorumlusu
- İlgili sağlık personeli
- İlgili şoför.

4. UYGULAMA

- Zemin Temizliği; günde 1 defa (Akşam) sulandırılmış yüzey temizleyicisi ile ambulanda bulunan bütün yüzeyler paspaslanır. Yüzeyde kan veya hasta atığı bulunduğu kirli yüzey temiz bir bez ile silinip sodyum hipoklorür (1/10'luk) ile paspaslanır. Gerektiği durumlarda (yüzey kirli ise) Yüzey kirlendiğinde sulandırılmış yüzey temizleyicisi ile ambulanda bulunan bütün yüzeyler paspaslanır. Yüzeyde kan veya hasta atığı bulunduğu kirli yüzey temiz bir bez ile silinip sodyum hipoklorür (1/10'luk) ile paspaslanır.
- İç yüzey ve mobilya temizliği günde 1 defa (Akşam) sulandırılmış yüzey temizleyicisi ile ambulanda bulunan bulunan raflar, koltuk, camlar, vb. temizlenir. Gerektiğinde bu işlemler her hastadan sonra yapılır.
- Hasta sedye örtüsü; her hastadan sonra değiştirilir. Hasta sedyesi, yatağı ve metal aksamı günde 1 defa (Akşam) sulandırılmış yüzey temizleyicisi ile sedyede bulunan bütün yüzeyler silinir. Yüzeyde kan veya hasta atığı bulunduğu kirli yüzey temiz bir bez ile silinip sodyum hipoklorür (1/10'luk) ile silinir. Gerektiğinde bu işlemler her hastadan sonra yapılır.
- Tıbbi Cihazlar; her kullanımdan sonra sulandırılmış yüzey temizleyicisi ile temizlenip kurulanır.
- Oksijen maskeleri; her kullanımdan sonra yenisi ile değiştirilerek eskisi tıbbi atığa atılır.
- Steril Malzemeler günlük kontrol edilerek, eğer kullanıldı ise yedeği araca alınır. Kullanılan sterilize edilir.

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| Kalite Temsilcisi | Kalite Yönetim Direktörü | Başhekim |