
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM TALİMATI			
DOK.KODU:RG.TL.03	YAYIN TR:01.10.2016	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, c kollu röntgen cihazının kullanımına yönelik yöntem belirlemektir

2.KAPSAM: Özel Versa Hastanesi Radyoloji Ünitesi'nde kullanılmakta olan c kollu röntgen cihazının kullanımını kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Radyoloji Ünitesi'nde görevli tekniker ve teknisyenler, arızasının giderilmesinden Enstitü Müdürlüğü sorumludur

4. UYGULAMALAR

4.1. Cihazın Açma:

- Monitör servis masasının bağlantı kablosu C- kollu sistemine bağlayınız.
- Elektrik kablosunu prize takınız
- C kollu sistemini monitör servis masasında açınız. Sistem ön yükleme yapar.
- Cihaz işlem yapmaya hazırdır.

5.Çekim Aşaması: Hasta uygun bir şekilde hazırlanır ve ameliyat masasına alınır.Çekim doktor eşlinde olacak ise doktora ve teknisyene kurşun önlük ve troid koruyucu giydirilir.