
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	CERRAHİ ALETLERİN TOPLANMASI, TEMİZLİĞİ VE STERİLİZASYON ÜNİTESİNE TESLİM EDİLMESİ TALİMATI			
DOK.KODU:SH.TL.03	YAYIN TR:01.10.2011	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

1.AMAÇ

Hastayı enfeksiyondan korumak, kullanıcının yasal güvenliğini sağlamak, malzemelerin temizliğini, kontrolünü, bakımını sağlamak, kayıp – kırık alet takibi yapmak ve çalışanların enfeksiyon riskini azaltmaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat cerrahi aletlerin temizlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLULAR

Merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan tüm personel bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

4.UYGULAMA

- 4.1. Ameliyatın bitiminde görevli hemşire tarafından tüm malzemeler toplanılarak konteyner içindeki listeden kontrol edip alet arabasına konulur temiz alandaki sorumlu personele sterilizasyon malzemesi ve aletleri teslim formu karşılığında teslim edilir.
- 4.2. Kirli alanda malzemeler kaba kirlerinden arındırılır. Lümenli malzemeler basınçlı hava ile temizlenir.
- 4.3. Malzeme temizliğini takiben kurularak konteynıra yerleştirilir.
- 4.4.Kirli alanda temizliği yapılmış ve temiz alana bırakılmış konteynerların yeniden kutu ve kapak kontrolü yapılır.
- 4.5.Açılarak yıkanmış olan aletler kapalı konuma getirilir.
- 4.6.Aspiratör gibi lümenli aletlerin temizliği yeniden kontrol edilir. (tıkali olup olmadığı)
- 4.7.Aletlerin sert olan eklem yerleri püskürtme yağı ile yağlanır.
- 4.8.Gerektiğinde makaslar bilenir.
- 4.9.Aletler, listesine göre toplanır.
- 4.10.Son kontrolde eksik tespit edildiyse kullanıcı ile iletişim kurulur.
- 4.11.Tel sepetin altına wrep konur ve aletler tel sepete yerleştirilir.
- 4.12.Aletlerin konduğu tel sepet ait olduğu isim ve bölüm kontrol edilerek uygun Konteynera konur.
- 4.13.Konteynır kutu ve kapak bağlantı yeri proses indikatörlü kilitleme etiketi ile kilitlenir.
- 4.14.Sterilizasyon işlemi için otoklav teknisyenine teslim edilir.
- 4.15.Tekstil mutlaka çift kat paketlenir ve proses indikatörlü bant ile kapatılır.
- 4.16.Üzerine paket içeriği yazılır.
- 4.17.Sterilizasyon işlemi için otoklav teknisyenine teslim edilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	O N A Y
Kalite Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim