
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	MALZEMELERİN, ARAÇ GEREÇLERİN TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONU TALİMATI			
DOK.KODU:SH.TL.06	YAYIN TR:01.10.2011	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1/2

1. AMAÇ:

Özel Versa Hastanesi klinik, poliklinik, yemekhane ve diğer birimlerinde kullanılan malzemelerin, araç gereçlerin etkin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemini belirlemek, enfeksiyon oranlarını azaltmak.

2.KAPSAM:

Tüm Hastane

3. SORUMLULAR:

Temizlik personeli, yemekhane personeli, klinik sorumlu hemşireleri, enfeksiyon kontrol ekibi, Temizlik Komisyonu

4. UYGULAMA:

Hastane klinik, poliklinik ve yemekhanesinde kullanılan kirli malzemeler ve araç gereçler aşağıda belirtilen sıklıkta ve yöntemle temizlenir, dezenfekte ve gerektiğinde steril edilir.

MALZEMENİN ADI	YAPILMA SIKLIĞI	YÖNTEMİ
YATAK TAKIMLARI BATTANİYELER YASTIKLAR YATAKLAR	*Yatak takımları haftada en az iki kez *Özel birimler ve özel durumlarda daha sık *Yastık ve yataklar her hasta çıktıktan sonra	*Hasta takımları en az 71 derecede ve en az 25 dakika yıkanmalıdır. *Hbv, Hcv, Hiv ve izolasyo odalarındaki hastaların takımları ik adet tıbbi atık çöp poşetine konularak transfer edilmeli ve ayrı makinada 71 derecede yıkanmalıdır *Battaniyeler, yastık ve yataklar 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
YEMEK KAPLARI VE DİĞER MUTFAK MALZEMELERİ	*Yıkama her kullanımdan sonra	*Her yemekten sonra deterjanla yıkanmalıdır *Temizlikte sıcak su kullanılmalıdır. * Kurulanarak bekletilmelidir. * En ideali bulaşık makinesidir.
BULAŞIK BEZLERİ VE FIRÇALARI	* Her bulaşık işleminden sonra	*1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. * Kuru tutulmalıdır.
PASPASLAR VE TEMİZLİK BEZLERİ	* Günde en az iki kez *	*Sıcak su ile yıkanmalı ve 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. * Kuru tutulmalıdır.
PASPAS KOVALARI	* Günde en az iki kez	*Deterjanla yıkanmalı, çalkalanmalı, ters çevrilmelidir. *1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
FIRÇALAR	* Her kullanımdan sonra	*Deterjanla yıkanmalı, çalkalanmalı, kurutulmalıdır. * Kuru olarak saklanmalıdır * Hasta odası, ofis, tuvaletler ve lavabolar için ayrı fırçalar kullanılmalıdır.

**ÖZEL VERSA HASTANESİ****MALZEMELERİN, ARAÇ GEREÇLERİN TEMİZLİĞİ
DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONU TALİMATI**

DOK.KODU:SH.TL.06

YAYIN TR:01.10.2011

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO:2/2

MALZEMENİN ADI	UYGULAMA YÖNTEMİ
DERECELER	<ul style="list-style-type: none">* Her hasta için ayrı bir derece kullanılmalıdır.* Ortak kullanılıyorsa önce bol su ile yıkanır. Sonra %2 Gluteraldehit solüsyonu veya alkol ile silinir. Bol su ile durulanır. Kuru olarak saklanır.* Çözeltiler günlük hazırlanmalı ve işlem esnasında eldiven kullanılmalıdır.
İLAÇ KADEHLERİ	<ul style="list-style-type: none">* Tek hasta için kullanılacaksa %70 alkol ile silip, kuru saklanmalıdır.* Ortak kullanılan ilaç kadehleri kullanıldıktan sonra deterjanla yıkanmalı, durulanmalı ve kuru saklanmalıdır.
ASPIRASYON CİHAZI	<ul style="list-style-type: none">* Her kullanımdan sonra haznesi boşaltılır. Alet dezenfektanı ile bağlantı yerleri, cam kısımları dezenfekte edilir, silinir, kuru saklanır.* Aspiratör uç sonrası her hastadan sonra değiştirilir. Disposable
OKSİJEN MANOMETRESİ	<ul style="list-style-type: none">* Sürekli kullanımda haftada iki kez dezenfekte edilmelidir.* Alet dezenfektanı ile silinmelidir.* Kullanılmadığı sürece kuru tutulmalıdır.* Su haznesindeki su bitmese de 24 saatte bir steril distile su ile değiştirilmeli
NEMLENDİRİCİLER NEBULİZATÖRLER	<ul style="list-style-type: none">* Disposable olması tercih edilir.* 8-24 saatte bir temizlenmelidir.* Temizlendikten sonra otoklavda steril edilmeli, otoklavlanamıyorsa dezenfekte edilmelidir.* Hazneye steril distile su konmalıdır.* Kullanılmadığı zaman kuru saklanmalıdır.
AMBU	<ul style="list-style-type: none">* Kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmelidir.* Kullanılmadığı sürece ayda bir dezenfekte edilmelidir. Durulanır ve kuru saklanmalıdır.* Etilen oksit ile steril edilebilir.
LARENGOSKOP	<ul style="list-style-type: none">* İşlem sonrası hipoklorit veya % 2 gluteraldehit içinde 10 dk. bekletilir, steril
STETESKOP	<ul style="list-style-type: none">* Kişiye özel olmalıdır.* Her kullanımdan sonra %70 alkol ile diyafram, kulaklık kısmı silinmelidir.
TANSİYON ALETİ	<ul style="list-style-type: none">* Manşeti kirlendikçe yıkanır, diğer kısımları dezenfektanla silinmelidir.* İzolasyon odalarında kullanılan tansiyon aleti ve steteskop oda dışına çıkmamalıdır.
ENDOSKOP ARTROSKOP LAPAROSKOP SİSTOSKOP	<ul style="list-style-type: none">* Steril edilmelidir.* Sterilizasyon olasılığı yoksa % 2 gluteraldehit içinde 2 saat bekletilir, steril distile su ile durulanır.* Sistoskop %2 gluteraldehit içinde 20 dk. bekletilir, steril distile su ile durulanır.
CERRAHİ KAPLAR	<ul style="list-style-type: none">* Otoklavda steril edilmelidir.
PANSUMAN ARABALARI	<ul style="list-style-type: none">* Günün sonunda deterjanla temizlenip kağıt havlu ile silinmelidir.* Pansuman aralarında %70 alkol ile silinmelidir.
SÜRGÜ - ÖRDEK	<ul style="list-style-type: none">* Kullanımdan sonra eldiven giyilerek su ile yıkandıktan sonra hipoklorit çözeltisinde bekletilir. Kuru saklanmalıdır.

HAZIRLAYAN

Enfeksiyon Kontrol Ekibi

KONTROL EDEN

Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN

Başhekim