
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	STERİLİZASYON ÖNCESİ YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI			
DOK.KODU:SH.TL.04	YAYIN TR:01.10.2011	REVİZYON NO:01	REVİZYON TARİHİ:01.12.2016	SAYFA NO:1/3

1.AMAÇ:

Kontamine olmuş aletler üzerinde bulunan protein, kan, mukus gibi materyallerin yok edilerek, aletlerin dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM:

Ameliyathane hemşiresi, sterilizasyon ünitesi sorumlu teknisyeni, merkezi sterilizasyon ünitesinde yıkama bölümünde görevli olan personel.

3.TANIMLAR:

DEKONTAMİNASYON:

Dezenfeksiyon / sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve /veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, güvenli hale getirme işlemidir.

DEZENFEKSİYON:

Cansız materyallerde hastalık yapabilen mikroorganizmaların yok edilmesi veya engellenmesi işlemidir.

DEZENFEKTAN:

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere verilen isimdir.

4.SORUMLULAR:

5.KISALTMALAR:

6.FAALİYET AKIŞI:

Ameliyat Sonrası Kontamine Olmuş Cerrahi Aletlerin MSÜ Yıkama Odasına Getirilmesi:



- Ameliyat bitiminde kontamine olan cerrahi aletler ameliyat hemşiresi tarafından eksiksiz olarak toplanır.
- Servislerde çeşitli girişimler için kullanılan ve sterilize edilmesi gereken malzemeler servis hemşiresi tarafından eksiksiz olarak toplanır.
- Malzemeler malzeme arabasına konur ve MSÜ yıkama odasına teslim edilir. Bu işlem sırasında personelin delici kesici alet yaralanmasından korunmasını sağlamak amacı ile eldiven takması ve etrafın kontamine edilmemesine özen gösterilmesi gereklidir.
- Ameliyathane ve servis hemşiresi delici, kesici, iğne gibi tıbbi atıkları toplayarak delici-kesici tıbbi atık toplama kutusuna atar.

Kontamine Olmuş Cerrahi Aletlerin Ön temizliği

1. Sterilizasyon ünitesinde aletler hem elde hem de yıkama cihazında yıkanabilir.
- Yıkacak alet sayısı azsa elde, çok ise cihazda yıkanır. Cihaza sığmayan aletler elde yıkanır.

Elde Yıkama

1. Yıkamadan sorumlu personel mutlaka su geçirmez önlük giyer, eldiven, bone, gözlük ve maske takmalıdır.
2. Sterilizasyon teknisyeni kontamine olmuş aletleri eklem yerlerinden tam olarak açarak yıkama kabına yerleştirir.

	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	STERİLİZASYON ÖNCESİ YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI			
DOK.KODU:SH.TL.04	YAYIN TR:01.10.2011	REVİZYON NO:01	REVİZYON TARİHİ:01.12.2016	SAYFA NO:2/3



- Manuel temizlikte yıkama yapılmadan önce normal aletler, hassas aletlerden ve çok parçalı aletler birbirlerinden ayrılır.
- Aletler tamamı kapanacak şekilde enzim çözücü solüsyon içerisine batırılmalıdır. Lümenli aletlerin içinden enjektör veya tabanca yardımı ile solüsyon geçirilmelidir.
- Aletlerin üzerinde ve eklemlerde bulunan kan, protein ve müküs gibi materyaller yumuşak fırça ile fırçalanır. Cihazların özelliğine göre uygun aparatlar kullanılmalıdır (basıncı su tabancası, basıncı hava tabancası, özel fırçalar, sünger, yumuşak bez).
- Aletler solüsyon içerisinde 15 dakika (üretici firma önerisi ile) bekledikten sonra çıkarılıp durulanmalıdır.
- Aletler 45 derecenin altındaki bir sıcaklıkta su ile yıkanmalıdır. Durulanan aletler temiz bir bez ile kurulanır.
- Daha sonra malzemeler, yüksek düzey dezenfektan solüsyona atılıp, 10-15 dakika (üretici firma önerisi ile) bekletilir. Tekrar durulanıp kurutulur.
- Enzimatik solüsyon ve dezenfektan kaplarının üzerine bunların etken maddesi ve ne zaman hazırlandıkları yazılmalıdır.

Otomatik Yıkama Makinasında Cerrahi Aletlerin Yıkanması:

- Çok kirli malzemeler ve implant setlerinde otomatik yıkayıcılar tercih edilmelidir.
- Dezenfeksiyondan sorumlu personel mutlaka su geçirmez önlük giyer, eldiven, bone, gözlük ve maske takar. Sterilizasyon teknisyeni kontamine olmuş cerrahi aletleri eklem yerinden tam olarak açar, cihazın sepetlerine yerleştirilmelidir.
- Aletler yıkama makinesine birbirlerine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanmalı ve yıkama sonrası parçalar birleştirilip kontrol edilmelidir.
- Yıkanacak malzeme içinde tas varsa, taslar ters çevrilerek yerleştirilmelidir.
- Sepetler yıkama cihazına yerleştirildikten sonra cihaz, kullanma talimatına göre çalıştırılmalıdır. Otomatik yıkama makinelerine aletlerin tümü set listelerinden kontrol edilerek sayılmalı ve açılarak sepetlere yerleştirilmelidir.
- Otomatik yıkama makinesine fazla alet yüklenmemeli, büyük parçalar küçüklerin üzerine kapatmamalıdır. Yıkama ünitesinden gelen malzeme ve ekipmanlar Ameliyat Malzemeleri Sterilizasyon Öncesi Yıkama Formu imzalanarak yıkama personelinin teslim alınmalıdır.
- Her gün düzenli aralıklarla indikatörle etkinlik kontrol edilir.

Malzeme ve ekipmanlar teslim alınırken;

- Malzeme ve ekipman tamamen kuru olmalıdır,
- Aletlerin temizlik ve fonksiyonları dikkatlice gözden geçirilmelidir,
- İyi temizlenmemiş aletler, tekrar temizlik için ayrılmalıdır
- Gerekli durumda aletlerin hareketli kısımlarının yağlanmış olduğuna dikkat edilmelidir,
- Kırık ya da aşınmış aletler tamir için ayrılmalıdır,
- Aletler ve tekstiller ameliyat set içeriğine göre ayrılıp dizilmelidir.
- Bohçalama işleminde kullanılacak tekstil malzemesi tam ve güvenli olarak kapatılmalıdır.
- Malzemelerin boyutları 30X30X50 cm'yi geçmemelidir.
- Tekstil bohçalar ağırlığı 5.5 kg, alet setleri 7 kg en fazla 11 kg ağırlıkta olmalıdır.
- Cerrahi aletler konteynerlere düzgün şekilde yerleştirilmelidir.

	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	STERİLİZASYON ÖNCESİ YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI			
DOK.KODU:SH.TL.04	YAYIN TR:01.10.2011	REVİZYON NO:01	REVİZYON TARİHİ:01.12.2016	SAYFA NO:3/3

- Aletler tepsiye yerleştirilmeden önce tepsi tabanına emici bir kumaş yayılmalıdır.
- Sapları ağır olan aletlerin, sapları metal yoğunluğu artırmamak için aynı yönde dizilmemeli, karşılıklı bir alet sapı bir alet başı olacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Kilitli aletlerin sadece tek dişi tutturulmalıdır.
- Çukur kaplar açıklıkları alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
- İç bohça olarak kullanılacak tekstil verev olarak hazırlık masasına yerleştirilmelidir.
- Malzemeler kutu içinde değilse büyük malzemeler altta gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Sterilizasyonun yöntemine göre kimyasal indikatörü konulmalıdır.
- En son bohça otoklav bandı ile kapatılarak Ameliyat Malzemeleri Sterilizasyon Formu ile kayıt altına alınarak yeni takip numarası verildikten sonra imza karşılığı teslim edilmelidir.
- Sterilizasyon ünitesi çalışma alanı sıcaklık 18-25 C nem %35-70 olmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	O N A Y
Kalite Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim