
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	OTOKLAV TEMİZLİĞİ TALİMATI			
DOK.KODU:SH.TL.08	YAYIN TR: 05.01.2021	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

### 1.AMAÇ

Sterilizasyonda yürütülen faaliyetleri tanımlamak

### 2.KAPSAM

Bu talimat otoklavın kullanım öncesi ve kullanım esnasındaki yapılacak kontrollerini, temizliğini ve yöntemlerini kapsar.

### 3.SORUMLULAR

Sterilizasyon sorumlusu sorumludur.

### 4.KULLANILAN CİHAZLAR

Steam sterilizer mst-v

### 5.TALİMAT

**5.1.** Her pazartesi içi soğuk ve kapalı halde iken ıslak bez ile temizlenecek kireç lekesi var ise porçöz kullanılacak.

**5.2.** Her sabaah iç filtre kontrol edilip temizliği yapılmalıdır.

**5.3.** Haftada iki kez contalar dıştan özel sprej ile sprejlenip yüzeyleri bez ile silinmeli

**5.4.** Günlük su tankının seviyesi kontrol edilemeli.

**5.5.** Kreç kalıntıları görüldüğünde teknik servise haber verilmeli.