
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	HASTAYA AİT NUMUNELERİN GÜVENLİ TRANSFERİ TALİMATI			
DOK.KODU:AS.TL.06	YAYIN TR:01.10.2016	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

1.AMAÇ

Laboratuvar tetkiklerinin en doğru şekilde sonuçlandırılabilmesi için gelen numunelerin laboratuvara güvenli transferini sağlamak için yöntem belirlemek.

2.KAPSAM

Özel versa hastanesi acil servis birimine kayıtlı tüm hastaların numunelerini kapsar.

3.SORUMLULAR

Özel versa hastanesinde çalışan sağlık personelleri Özel versa hastanesinde çalışan diğer personeller

4. UYGULAMA

4.1. Numuneler barkot kontrolü yapılarak laboratuvara mümkün olduğunca hızlı ulaştırılmalıdır. Hızlı ulaştırılamayacak numuneler için numune saklama koşullarına uyulmalı.

4.2 Transfer işlemi esnasında personel koruyucu eldiven giymelidir.

4.3 Numune kapaklarının sıkıca kapandığından emin olmalıdır.

4.4 Numune kapları taşıma kabına devrilmelerini önleyecek şekilde DİKEY olarak yerleştirilmelidir.

4.5 Taşıma kabı seri bir şekilde doğrudan laboratuvara ulaştırılır.

4.6 Transfer esnasında sert ve ani hareketlerden kaçınılmalı, numunelerin çalkalanmamasına dikkat edilmelidir.

4.7 Numuneler taşıma kabından laboratuvara DİK olarak bırakılmalıdır.

4.8 Numuneler görevli personele teslim edilir.

4.9 Taşıma kaplarının temizliğine dikkat edilmelidir. Her akşam mesai bitiminde önce deterjanlı su, ardından %1 lik çamaşır suyu ile temizlenir. Eğer kap içine kan idrar gibi biyolojik materyal bulaşmışsa üzerine %10luk çamaşır suyu ile ıslatılmış gazlı bez, kağıt havlu vb.ile kapatılıp 15 dk bekledikten sonra temizlenir.

5. SONUÇLARIN VERİLMESİ

5.1. Hastalar laboratuvar test sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilmektedir.

5.2. Laboratuvar testlerinin panik değer olduğu durumda laboratuvar sorumlu doktoru tarafından ilgili birime bildirilmektedir.

5.3. Test sonuçları laboratuvardan onaylandığı zaman hastane yazılım sistemi üzerinden görülebilmekte ve sonuçlar çıktıktan sonra hasta yakınları bilgilendirilmektedir. Test sonuçlarının çıktısı hasta dosyalarına da eklenmektedir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM