



MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
HASTALARIN KENDİ NUMUNELERİNİ DOĞRU ALIMI TALİMATI



Doküman Kodu:ML.TL.14

Yayın Tarihi: 26.10.2015

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa 1/1

1.AMAÇ: Hastaların kendi numunelerini alması gereken durumlarda doğru numune alımı ile ilgili yeterli bilgilendirme yapmak.

2.KAPSAM: Bu talimat numunelerin doğru ve uygun şekilde alınarak Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmesi sürecini kapsar.

3.SORUMLULAR: Kan alma birimlerinde çalışanlar ve Laboratuvar Uzmanları sorumludur.

4.UYGULAMA

4.1. İdrar kültürü:

İdrarın ilk kısmı boşaltıldıktan sonra orta akımı kırmızı/turuncu kapaklı kaplara, kapları doldurmayacak biçimde yapılır. Daha sonra barkodu üstüne yapıştırılır.

4.2. Gaita kültürü, mikroskopisi, parazit incelemesi:

Kaşıklı gaita kabına bir miktar gaita kaşıkla kaba konur. Daha sonra barkotları yapıştırılır.

4.3. Balgam kültürü:

Ağız ve boğaz su ile temizlenir. Tükürüksüz koyu balgam geldiğinde kırmızı/turuncu kapaklı kaplara boşaltılır. Vermekte zorlanılırsa ilerleyen saatlerde veya başka bir gün uygun numune verdiğinizde teslim ediniz. Sonra barkodu kaba yapıştırın.

5.DAĞITIM

Kan Alma Birimleri

Servisler

Acil

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Mikrobiyoloji Uzmanı	Kalite Yönetim Direktörü	Hastane Yöneticisi