



DIŐ LABARATUVAR RNEK GNDERME TALİMATI



Doküman Kodu:ML.TL.09

Yayın Tarihi:29.05.2012

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 1 / 1

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, hastanede çalışılmayan tetkiklerin başka kurumlara gönderilmesinde uyulması gereken kuralları ve bu amaçla kullanılacak formları tanımlamak için standart bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Bu talimat tüm polikliniklerde ve tıbbi servislerde dışarıdan alınacak hizmetlerin gönderilme yöntemlerini ve kurallarını kapsar.

3.SORUMLULAR: Laboratuvar teknisyenleri, numune transport personeli, numune kabul personeli, numune transportu ile görevli hastane şoförleri, işlemlerin kontrolünden laboratuvar uzmanları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları sorumludur.

4.UYGULAMA:

4. Hastanemiz laboratuvar bünyesinde yapılamayan testler ; otomasyon sistemi üzerinde dış laboratuvar olarak tanımlanmıştır.

4.1. Tanımlı testlerden istem yapılarak hasta kan alma birimine yönlendirilir.Kan alma biriminde istenilen tetkikin tüp barkodu yapıştırılıp ilgili kişiden örnek alınır.

4.1.2. Örnekler kan transport personeli tarafından laboratuvara getirilir.Laboratuvar kabulü yapılan tüpler elisa laboratuvarı personeline ön hazırlığı yapıp uygun şekilde muhafaza edilir.

4.1.3 Örnekler ay sonunda toplanarak çalışacağı laboratuvara hastanemiz araçları ile transfer edilir.

4.1.4. Sonuçlar enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından internet üzerinden alınarak hastalar bilgilendirilir.

5. DAĞITIM:

Mikrobiyoloji Uzmanları

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları

Laboratuvar teknisyenleri

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Biyokimya Uzmanı	Kalite Direktörü	Başhekim